





En tant que laboratoire dentaire numérique à service complet, **Milident Inc.** accepte les fichiers de tous les scanners. Trouvez votre scanner ci-dessous et suivez les instructions afin de commencer à nous envoyer vos coques dès aujourd'hui!

MEDIT Link

- Allez sur www.meditLink.com
- Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe
- Cliquez sur Recherche de partenaires  cadcam@milident.com
- Envoyez une demande en cliquant 

Une fois que nous aurons accepté votre demande, vous pourrez “commander” votre coque après avoir scanné

iTero

- Appelez l'assistance iTero au 1.800.577.8767
- Sélectionnez l'option 1, puis l'option 1
- Demande d'ajout de notre laboratoire au scanner
- Indiquez le nom de notre laboratoire, **Milident Inc.**, et le numéro de client iTero 147
- Sur le scanner-allez dans les paramètres et sélectionnez “Sync Configuration”

Carestream

- Visitez **Carestream connect** sur votre scanner
- Recherchez **Milident Inc.** (cadcam@milident.com)
- Ajouter un laboratoire
- Sélectionnez **Milident Inc.** lorsque vous soumettez des scans ou des fichiers .STL bruts
- Envoyez un e-mail à votre laboratoire numérique préféré, **Milident Inc.**



- Connectez-vous à Cerec Connect sur www.sirona-connect.com
- Sélectionnez “Mon Cerec Connect” puis “Modifier le compte”
- Sous “Mon compte” sélectionnez “Mes laboratoires préférés”
- Tapez le nom Milident or Milident Lab (cadcam@milident.com) dans le champ “Nom de l'entreprise” puis le code postal
- Cliquez sur “Rechercher”
- Cochez la case à côté de Capital Ceramics Ltd.
- Cliquez sur “Ajouter” pour terminer l'inscription

3shape | TRIOS

- Lien utile: [3Shape TRIOS - Making connections - YouTube](#)
- Connectez-vous au logiciel 3Shape ou connectez-vous: <https://portal.3shapecommunicate.com/login>
- Cliquez sur “Plus” et sélectionnez “Paramètres”
- Puis dans le menu cliquez sur “Connexions”
- Cliquez sur “Labs” puis sur “Ajouter”
- Recherchez Milident Inc. par adresse e-mail: cadcam@milident.com
- Cliquez sur “Se connecter” pour envoyer une demande de connexion
- Nous approuverons votre demande dès que possible

Une fois que nous avons approuvé votre demande de connexion, elle sera ajoutée à votre liste de laboratoires connectés

- Cliquez sur “Patients” et “Enregistrer” vos modifications

